


Anticuerpo Policlonal Anti-Gypb Para If/Icc, Elisa - P06028

Número de artículo: CM0016083



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la Glicoforina-B humana (GYPB/CD235b), una glucoesialoglicoproteína clave de la membrana de los eritrocitos. Validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA, apoya la investigación sobre la estabilidad de la membrana de los glóbulos rojos y los antígenos de los grupos sanguíneos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GYPB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SS; GPB; GYP; MNS; GYPA; PAS-3; CD235b; GYPB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2994
GeneID	2994
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-91 de la GYPB humana (NP_002091.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06028
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo