

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gzma Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P12544

Número de artículo: CM0012447



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Granzima A humana (GZMA). Validado para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios sobre piroptosis mediada por células T citotóxicas y células NK, y muerte de células diana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo GZMA
Observaciones/Alias	HFSP; CTLA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3001
GeneID	3001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-262 de GZMA humana (NP_006135.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12544
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo