

Anti-H2-Ab1 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06345

Número de artículo: CM0021053

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra H2-Ab1 de ratón (cadena beta de clase II del MHC). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones de inmunología e histocompatibilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	H2-Ab1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	14961
GeneID	14961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-219 de H2-Ab1 de ratón (NP_996988.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06345
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo