


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-H3F3B Para Wb, Elisa - P84243

Número de artículo: CM0014965



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo H3F3B está diseñado para aplicaciones de WB y ELISA, reconociendo específicamente la Histona H3.3 humana. Este anticuerpo se dirige a la histona variante H3.3, ideal para la investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo H3F3B
Observaciones/Alias	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2
Especie	Humano
ID del Gen	3021
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-136 de H3F3B humano (NP_002098.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P84243
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo