


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-H3Q5Ser (Histona H3.1, P68431) Para Wb, If, Elisa

Número de artículo: CM0000083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H3.1 serotoninilada en Q5 (P68431). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación epigenética, estudios de cromatina y análisis de modificaciones de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo H3Q5ser
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3Q5ser
Especie	Humano
GeneID (humano)	8350
GeneID	8350
Inmunógeno	Un péptido sintético serotoninilado alrededor de Q5 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo