

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-H6Pd Para Wb, Elisa - O95479

Número de artículo: CM0025961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra H6PD para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína bifuncional GDH/6PGL en el RE, apoya la investigación de la vía de las pentosas fosfato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	H6PD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GDH; G6PDH; H6PDH; CORTRD1; H6PD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9563
GeneID	9563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-200 de la H6PD humana (NP_004276.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95479
Peso molecular de la proteína	89kDa
Envío	Bolsa de hielo