

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Habp4 Para Wb, Elisa - Q5Jvs0

Número de artículo: CM0020693

Introducción

Validado para WB, ELISA con reactividad cruzada hacia Ratón, Rata. Dirigido a la proteína 4 de unión a hialuronano intracelular, un regulador de hibernación de ribosomas y transcripción. Ideal para investigación en cáncer y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HABP4
Observaciones/Alías	IHABP4, IHABP-4, Ki-1/57, SERBP1L, HABP4
Especie	Humano
ID del Gen	22927
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de HABP4 humano (NP_055097.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5JVS0
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo