

Anticuerpo Policlonal Anti-Hace1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lyu2

Número de artículo: CM0027412



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a HACE1, validado en WB, IHC-P y ELISA. Reconoce HACE1 humano, de ratón y de rata (102 kDa). Es una E3 ubiquitina ligasa involucrada en la dinámica de la membrana del Golgi, la degradación de RAC1 y la defensa del hospedador. Ideal para investigación en biología celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HACE1 Rabbit pAb
Notas/Alias	SPPRS; HACE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57531
GeneID	57531
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HACE1 humano (NP_065822.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IYU2
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo