

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hadh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16836

Número de artículo: CM0013296



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HADH humano, validado para western blot, IHC en parafina y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos y los trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

| Parámetro               | Valor                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto     | HADH pAb de conejo                                                                                                               |
| Observaciones/Sinónimos | HAD; HCDH; HHF4; HADH1; HADHSC; MSCHAD; HADH                                                                                     |
| Especie                 | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (humano)         | 3033                                                                                                                             |
| GeneID                  | 3033                                                                                                                             |
| Inmunógeno              | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-314 de HADH humano (NP_005318.3). |
| Fuente                  | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría               | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación              | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada     | Humano, ratón, rata                                                                                                              |
| SWISS                   | Q16836                                                                                                                           |
| Peso molecular          | 34 kDa                                                                                                                           |
| Envío                   | Bolsa de hielo                                                                                                                   |