

Anticuerpo Policlonal Anti-Hadha Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Número de artículo: CM0029301



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce específicamente a HADHA (TP-alfa), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA, y presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de beta-oxidación mitocondrial y metabolismo de ácidos grasos. ~83 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KO] HADHA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Especie	Humano
GeneID	3030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 484-763 de HADHA humano (NP_000173.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40939
Peso Molecular	83kDa
Envío	Bolsa de hielo