

Anticuerpo Policlonal Anti-Hadha Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40939

Número de artículo: CM0023346



Introducción

Anticuerpo HADHA policlonal de conejo validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta HADHA humano y de ratón, una subunidad de la enzima trifuncional mitocondrial de 83 kDa involucrada en la beta-oxidación de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HADHA Conejo pAb
Observaciones/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HADHA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3030
GeneID	3030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 545-763 de HADHA humano (NP_000173.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P40939
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo