

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hadha Para Wb, If/Icc, Elisa - P40939

Número de artículo: CM0007375



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a HADHA humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta la subunidad alfa de la enzima trifuncional mitocondrial para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HADHA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3030
ID de Gen	3030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 545-763 de HADHA humana (NP_000173.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40939
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo