


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Hidroxiacil-CoA Deshidrogenasa/3-Cetoacil-CoA Tiolasa/Enoil-CoA Hidratasa (Beta) (Hadhb) (Conejo) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55084

Número de artículo: CM0012724



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra HADHB (Subunidad beta de la enzima trifuncional, mitocondrial) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado KD] HADHB mAb de Conejo                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)  | 3032                                                                                                                                |
| ID de Gen           | 3032                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 331-474 del HADHB humano (NP_000174.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P55084                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 51kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |