

Anticuerpo Policlonal Anti-Hadhb Para Wb, If/Icc, Elisa - P55084

Número de artículo: CM0030211



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo HADHB validado para Western blot (WB), Inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad beta de la enzima trifuncional mitocondrial (51 kDa), una enzima clave en la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HADHB Conejo pAb
Observaciones/Alias	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Especie	Humano
GeneID (humano)	3032
GeneID	3032
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-270 de HADHB humano (NP_000174.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55084
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo