


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hagh Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16775

Número de artículo: CM0025915



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HAGH de alta calidad validado para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta la hidroxiaclilglutación hidrolasa de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la glioxalasa II en vías de desintoxicación mitocondriales y citosólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HAGH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLO2; GLX2; GLXII; HAGH1; HAGH
Especie	Humano
GeneID (humano)	3029
GeneID	3029
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la HAGH humana (NP_001035517.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16775
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo