

Anticuerpo Policlonal Anti-Hand2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P61296

Número de artículo: CM0026822

Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-HAND2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con HAND2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en morfogénesis cardíaca y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo HAND2
Observaciones/Alias	Hed, dHand, DHAND2, Thing2, bHLHa26, HAND2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9464
GenelD	9464
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61296
Peso Proteico	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo