

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hao1/Gox Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9Ujm8

Número de artículo: CM0006662



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo detecta específicamente HA01/GOX humano (2-hidroxiácido oxidasa 1), una enzima peroxisomal clave en el metabolismo del glioxilato. Validado en WB, IHC-P y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HAO1/GOX
Observaciones/Alias	GO; GOX; GOX1; HAOX1; HAO1/GOX
Especie	Humano
GeneID (humano)	54363
GeneID	54363
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HAO1/GOX humano (NP_060015.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9UJM8
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo