

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hao1/Gox Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Número de artículo: CM0026760



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a HA01/GOX (glicolato oxidasa) humano para aplicaciones que incluyen Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta HA01 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación metabólica y de cálculos renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HA01/GOX pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GO; GOX; GOX1; HAOX1; HA01/GOX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54363
GeneID	54363
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJM8
Peso Proteico	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo