

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hap1 Para Wb, Elisa - P54257

Número de artículo: CM0020691

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína 1 asociada a huntingtina humana (HAP1), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el papel de HAP1 en el tráfico neuronal, la autofagia y la enfermedad de Huntington.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Descripción                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto  | HAP1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alíase | HLP; HAP2; HIP5; hHLP1; HAP1                                                                                                    |
| Especie              | Humana                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)      | 9001                                                                                                                            |
| GeneID               | 9001                                                                                                                            |
| Inmunógeno           | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de HAP1 humana (NP_817084.2) |
| Origen               | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría            | Anticuerpos policlonales                                                                                                        |
| Aplicación           | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada  | Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS                | P54257                                                                                                                          |
| Peso de la proteína  | 76kDa                                                                                                                           |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                  |