

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hapln1 Para Wb Y Elisa - P10915

Número de artículo: CM0004258

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra HAPLN1 humano, una proteína de enlace del cartílago de 40 kDa. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAPLN1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1404
ID de Gen	1404
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-354 de HAPLN1 humano (P10915)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10915
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo