

Anticuerpo Policlonal Anti-Hapln1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10915

Número de artículo: CM0030152

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HAPLN1 humano, validado en WB, IHC-P, ELISA, reactivo con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de matriz cartilaginosa y estudios de agregados de proteoglicanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAPLN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Especie	Humano
GenelD (humano)	1404
GenelD	1404
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-354 de HAPLN1 humano (NP_001875.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10915
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo