

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Haptoglobina (Hp) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00738

Número de artículo: CM0004989



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Haptoglobina humana (HP), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta el objetivo a ~45 kDa. Tiene reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de hemólisis, respuesta de fase aguda y permeabilidad intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Haptoglobina (HP)
Observaciones/Alias	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobin (HP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3240
GeneID	3240
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 307-406 de la Haptoglobina humana (HP) (P00738)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00738
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo