


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Haptoglobina (Hp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00738

Número de artículo: CM0014300



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la haptoglobina humana (HP), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Captura hemoglobina libre, antioxidante, proteína de fase aguda. Ideal para investigación de hemólisis, inflamación y permeabilidad intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Haptoglobina (HP) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobina (HP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3240
GeneID	3240
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la haptoglobina humana (NP_005134.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00738
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo