

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Has1 Para Wb, Elisa - Q92839

Número de artículo: CM0013405

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la sintasa de hialuronano 1 humana (HAS1). Validado para WB y ELISA, detecta una proteína de 65 kDa. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Esencial para la investigación de la síntesis de hialuronano y la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HAS; HAS1
Especie	Humano
ID de Gen	3036
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-390 del HAS1 humano (NP_001514.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92839
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo