

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Has2 Para Wb, Elisa - Q92819

Número de artículo: CM0026165

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo de alta calidad contra la sintasa de hialuronano 2 humana (HAS2), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre la síntesis de hialuronano y la biología de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HAS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3037
GeneID	3037
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-186 de HAS2 humana (NP_005319.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q92819
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo