

Anticuerpo Policlonal Anti-Has3 Para Wb Y Elisa - 000219

Número de artículo: CM0026800

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HAS3 humano para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. La hialuronano sintasa 3 es esencial para la síntesis de hialuronano y la remodelación de la matriz extracelular. Adecuado para investigación en adhesión celular, migración y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAS3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HAS3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3038
ID del Gen	3038
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-281 de HAS3 humano (NP_619515.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00219
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo