

Anticuerpo Policlonal Anti-Has3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000219

Número de artículo: CM0013919

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HAS3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la síntesis de hialuronano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HAS3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	HAS3
Especie	Humano
GeneID (humano)	3038
GeneID	3038
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-281 de HAS3 humano (NP_619515.1)
Fuente	Camino
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	000219
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo