

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Haspin Para Wb, Elisa - Q8Tf76

Número de artículo: CM0020453



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HASPIN humana (GSG2). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humanos y ratones. Uso en investigación para estudios del ciclo celular y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo anti-HASPIN
Observaciones/Alias	GSG2; HASPIN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83903
GeneID	83903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-470 de la HASPIN humana (NP_114171.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8TF76
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo