

Anticuerpo Policlonal Anti-Haus6 Para Wb Y Elisa - Q7Z4H7

Número de artículo: CM0031058



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HAUS6 humano, un componente clave del complejo augmin HAUS. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para estudios de mitosis y centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAUS6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Dgt6, FAM29A, HAUS6
Especie	Humano
ID de Gen	54801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 676-955 de HAUS6 humano (NP_060115.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z4H7
Peso Proteico	109 kDa
Envío	Bolsa de hielo