

Anticuerpo Policlonal Anti-Hax1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000165

Número de artículo: CM0024855

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HAX1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Detecta la proteína X-1 asociada a HCLS1 (32 kDa) involucrada en la remodelación de actina y la supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCN3, HS1BP1, HCLSBP1, HAX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10456
GeneID	10456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-279 de HAX1 humano (NP_006109.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00165
Peso de la Proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo