


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hb-Egf Para Wb, Elisa - Q99075

Número de artículo: CM0002392



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HB-EGF humano (DTR, HEGFL) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de factores de crecimiento y del receptor de la toxina diftérica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HB-EGF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1839
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del HB-EGF humano (Q99075)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99075
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo