


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hb-Egf Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99075

Número de artículo: CM0024627



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-HB-EGF validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige al factor de crecimiento similar a EGF que se une a heparina (proheparin-binding EGF-like growth factor), un ligando clave del EGFR implicado en el desarrollo cardíaco y la proliferación del músculo liso. Ideal para estudios de señalización de factores de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra HB-EGF
Observaciones/Alias	DTR, DTS, DTSF, HEGFL, HB-EGF
Especie	Humano
GeneID (humano)	1839
GeneID	1839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-160 de la HB-EGF humana (NP_001936.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99075
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo