


Anticuerpo Policlonal Anti-Hbb Para Wb, Elisa - P68871

Número de artículo: CM0014282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HBB validado para WB y ELISA. Dirigido contra la subunidad beta de la hemoglobina (P68871) en humanos y ratas. Ideal para investigaciones sobre el transporte de oxígeno y la anemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HBB pAb de conejo
Observaciones/Alias	ECYT6; CD113t-C; beta-globina; HBB
Especie	Humano
GeneID (humano)	3043
GeneID	3043
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 47-147 de la HBB humana (NP_000509.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P68871
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo