


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hbd (Subunidad Delta De Hemoglobina) Para Wb Y Elisa - P02042

Número de artículo: CM0027890



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad delta de hemoglobina humana (HBD) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta ortólogos de ratón y rata. Adecuado para la investigación del transporte de oxígeno y la hemoglobina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HBD Rabbit pAb
Observaciones / Alias	HBD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3045
GeneID	3045
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de la HBD humana (NP_000510.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P02042
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo