


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hb γ 2 Para Wb Y Elisa - P69892

Número de artículo: CM0029149



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HBG2 de alta calidad validado para Western blot y ELISA, dirigido a la subunidad gamma-2 de hemoglobina humana (hemoglobina fetal). Ideal para la investigación de hemoglobinopatías, transporte de oxígeno y biología de los glóbulos rojos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HBG2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TNCY; HBG-T1; HBG2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3048
ID de Gen	3048
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HBG2 humana (NP_000175.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P69892
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo