


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hbgp1 Para Wb, Elisa - P69891

Número de artículo: CM0017613



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HBG1 humano (cadena gamma-1 de la hemoglobina fetal). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar el desarrollo de la hemoglobina fetal y el transporte de oxígeno.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | HBG1 pAb de conejo                                                                                                                    |
| Observaciones/alias | HBGA; HBGR; HBG-T2; HSGGL1; PRO2979; HBG1                                                                                             |
| Especie             | Humana                                                                                                                                |
| ID del gen (humano) | 3047                                                                                                                                  |
| ID del gen          | 3047                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HBG1 humano (NP_000550.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada | Humana, ratón, rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P69891                                                                                                                                |
| Peso de la proteína | 16 kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |