

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hcar1 Para Wb Y Elisa - Q9Bxc0

Número de artículo: CM0019737



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HCAR1 (GPR81), reactivo con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con un peso proteico previsto de 39 kDa. Ideal para estudiar la señalización del lactato y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HCAR1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HCA1; GPR81; LACR1; FKSG80; GPR104; TAGPCR; TA-GPCR; HCAR1
Especie	Humana
GeneID (humano)	27198
GeneID	27198
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Leche
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9BXC0
Peso proteico	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo