


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hcfc1 Para Wb, Elisa - P51610

Número de artículo: CM0020920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HCFC1 (Factor 1 de la célula huésped), un corregulador transcripcional implicado en el control del ciclo celular. Validado para aplicaciones de WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HCFC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFF; HCF; HCF1; HFC1; MRX3; VCAF; HCF-1; MAHCX; XLID3; PPP1R89; HCFC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3054
GeneID	3054
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de HCFC1 humano (NP_005325.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51610
Peso Molecular de la Proteína	209kDa
Envío	Bolsa de hielo