

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hcg Beta Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0Dn86

Número de artículo: CM0010649



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para hCG beta humano (CGB), adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Ideal para investigación en biología reproductiva y embarazo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	hCG beta Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CGB; HCG; hCGB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	93659
ID de Gen	93659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-165 del CGB5 humano (NP_000728.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P0Dn86
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo