

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hck Para Wb, If/Icc Y Elisa - P08631

Número de artículo: CM0022186



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HCK humano (p59Hck/p61Hck). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación de la inmunidad innata, la fagocitosis y la señalización celular. Suministrado por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	HCK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JTK9, AIPCV, p59Hck, p61Hck, HCK
Especie	Humano
GenelD (humano)	3055
GenelD	3055
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de HCK humano (NP_001165600.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08631
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo