


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hcn1 Para Wb, Elisa - O60741

Número de artículo: CM0022350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HCN1 (BCNG-1) para Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Explore su papel en las corrientes activadas por hiperpolarización neuronal y la actividad de marcapasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HCN1
Observaciones/Alias	BCNG1, DEE24, HAC-2, BCNG-1, EIEE24, GEFSP10, HCN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	348980
GeneID	348980
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 791-890 de HCN1 humano (NP_066550.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60741
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo