

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hcov-229E Spike S1 Para Wb, Elisa - P15423

Número de artículo: CM0007683



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la glicoproteína Spike S1 de HCoV-229E, que reconoce específicamente el dominio de unión al receptor. Validado para Western blot y ELISA, adecuado para la investigación en virología y el desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HCoV-229E Spike S1 Rabbit mAb
ID de Gen	918758
Inmunógeno	Proteína recombinante de Spike S1 de HCoV-229E humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo