

Anticuerpo Policlonal Anti-Hcov-229E Spike S1 Para Wb Y Elisa - P15423

Número de artículo: CM0020393



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Spike S1 de HCoV-229E, validado para WB y ELISA. Reconoce un péptido sintético dentro de los aminoácidos 1074-1173. Adecuado para investigar los mecanismos de adhesión y entrada de los coronavirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Spike S1 de HCoV-229E
GeneID	918758
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1074-1173 de Spike S1 del coronavirus (NP_073551.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo