

Anticuerpo Policlonal Anti-Hcov-229E Spike S2 Para Wb, Elisa - P15423

Número de artículo: CM0018894



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la subunidad S2 de la glicoproteína espiga del HCoV-229E. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada específica contra HCoV-229E. Ideal para la investigación de coronavirus y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HCoV-229E Spike S2 pAb de Conejo
GeneID	918758
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1074-1173 de la proteína Spike S2 del coronavirus (NP_073551.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo