

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hcov-229E Spike S2 Para Wb Y Elisa - P15423

Número de artículo: CM0007334



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la subunidad S2 de la glucoproteína de espiga HCoV-229E, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación de entrada y fusión del coronavirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HCoV-229E Spike S2 mAb de Conejo
ID de Gen	918758
Inmunógeno	Proteína recombinante de Spike S2 de HCoV-229E humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo