


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Nucleoproteína Hcov-Hku1 Para Wb, Elisa - Q5Mqc6

Número de artículo: CM0023820



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la nucleoproteína (proteína N) de HCoV-HKU1, adecuado para WB y ELISA. Ideal para estudios de replicación, ensamblaje de coronavirus y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nucleoproteína HCoV-HKU1 pAb de Conejo
Especie	HCoV-HKU1
GeneID	3200423
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la nucleoproteína del coronavirus (YP_173242.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQC6
Peso Molecular de la Proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo