


Anticuerpo Policlonal Anti-Spike S1 De Hcov-Hku1 Para Wb, Elisa - Q5Mqd0

Número de artículo: CM0020423



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la proteína Spike S1 del HCoV-HKU1 (inmunógeno: péptido dentro de los aa 100-200). Validado en WB y ELISA. Reconoce la glicoproteína de espícula del HCoV-HKU1. Ideal para estudios de entrada viral e interacción con el huésped. SWISS Q5MQD0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-Spike S1 de HCoV-HKU1
Especie	Coronavirus humano HKU1
ID de Gen	3200426
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la proteína Spike S1 del coronavirus (YP_173238.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Peso Molecular de la Proteína	152 kDa
Envío	Bolsa de hielo