


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hcov-Hku1 Spike S2 Para Wb Y Elisa - Q5Mqd0

Número de artículo: CM0021582



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la subunidad Spike S2 de HCoV-HKU1. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo detecta la proteína de fusión viral para el desarrollo de ensayos diagnósticos y la investigación sobre los mecanismos de entrada del coronavirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HCoV-HKU1 Spike S2 Rabbit pAb
Notas / Alias	E2, Proteína peplómera
GeneID	3200426
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 800-900 de la Spike S2 del coronavirus (YP_173238.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Peso de la proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo