


Anticuerpo Policlonal Anti-Hcov-NL63 Spike S2 Para Wb, Elisa - Q6Q1S2

Número de artículo: CM0020477



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína Spike S2 de HCoV-NL63 (glucoproteína Spike, E2). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce la espiga de HCoV-NL63. Para la investigación del coronavirus y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HCoV-NL63 Spike S2 Rabbit pAb
ID de Gen	2943499
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1200-1300 de la proteína Spike S2 del coronavirus (YP_003767.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	HCoV-NL63
SWISS	Q6Q1S2
Peso Proteico	150kDa
Envío	Bolsa de hielo