

Anticuerpo Policlonal Contra Nucleoproteína De Hcov-Oc43 Para Wb, Elisa - P33469

Número de artículo: CM0020571



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la nucleoproteína (proteína N) de HCoV-OC43 para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con HCoV-OC43; inmunógeno de aminoácidos 100-200. Adecuado para estudios de nucleocápside y ensamblaje de coronavirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nucleoproteína de HCoV-OC43 pAb de conejo
ID del Gen	39105221
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la nucleoproteína del coronavirus (YP_009555245.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	HCoV-OC43
SWISS	P33469
Peso de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo